

LabChart,Chartバージョン別 OSとPowerLabの対応表

		Labchart v8	Labchart v7	Labchart v6	Chart v5	Chart v4	Chart v3
Windows	Windows 11	v8.1.30~	v7.3.8				
	Windows 10 Anniversary update以降	v8.1.5~	v7.3.8				
	Windows 8	○	v7.3.7				
	Windows 7	○	v7.0.3~				
	Windows Vista	○	○	○ *1	v5.5.1~		
	Windows XP		○ (SP3~)	○ (SP2 ~)	○	v4.1.2~	
	Windows 2000				○	○	○
	Windows Me					○	○
	Windows NT4					○	○
	Windows 98					○	○
Windows 95					○	○	
Mac	Mac OSX 10.15~	v8.1.14~					
	Mac OSX 10.11~14	v8.1.1~	v7.2.5				
	Mac OSX 10.8~	○(~v8.1.0)	v7.2.3~				
	Mac OSX 10.7		v7.2.3~				
	Mac OSX 10.5, 10.6		○(~v7.2.2)	○	v5.5.6		
	Mac OSX 10.4~		○(~v7.2.2)	○	○		
	Mac OSX 10.1~				○		
	Mac OSX Classic環境					○	
	Mac OS8.6~9.2					○ (PowerPC以降)	○ (86k以降)

対応ハードウェア	SP/STシリーズ以外のUSB接続ハードウェア	Cシリーズ以外のUSB接続ハードウェア	C/35シリーズ以外のUSB接続ハードウェア	C/35シリーズ以外のUSB接続ハードウェア	C/35/30/26シリーズ、26T以外のUSB接続ハードウェア	-
		35シリーズ (Win v7.2.1~ Macv7.2.2~)		sシリーズ、SP/STシリーズのSCSI接続		

*1 v6.1.1 ~ 64-bitにも対応